

LECTOR DE TIRAS DE ORINA COMPACTO GML-1907

El equipo lector de tiras de orina H-50 es compacto para la lectura de tiras de orina con los siguientes parámetros: leucocitos, nitritos urobilinógenos, proteínas, pH, sangre, gravedad específica, bilirrubina y glucosa.

Está equipado con tecnología de toma de lectura por medio de luz fría de alta luminosidad que prolonga la vida media del equipo, es accesible y de fácil interpretación, su memoria interna es capaz de almacenar hasta 500 reportes, y además puede conectarse a una computadora permitiendo así la exportación de datos.

Realiza la corrección automática de resultados debido a la influencia de la acidez y alcalinidad de la orina, gravedad específica y color. Además cuenta con una impresora térmica integrada o también puede realizar impresiones a través de una computadora por medio de su interfaz.



ESPECIFICACIONES

- Longitud de onda de luz monocromática: 660nm, 620nm, 525 nm.
- Principio de la prueba por método fotoeléctrico por comparación de color.
- Velocidad de prueba: 60 tiras por hora.
- Memoria con capacidad de almacenar hasta 1,000 resultados.
- Interface RS-232 para conectarse a una computadora.
- Opción de reportes en unidades internacionales, generales o símbolos.
- Dimensiones: 26 x 18 x 9 cm. Peso 1.7 Kg.

Tel: 01 800 111 7788
Tel: 01 800 111 4343
GDL: 36342361

GRUPO MEXLAB



● WWW.GRUPOMEXLAB.COM ●