

## LECTOR SEMI-AUTOMÁTICO DE ELISAS ELX-800

El equipo BioTek ELx-800 es un lector de micro platos semi-automatizado para ensayos por el método de ELISA, está diseñado para las aplicaciones en las áreas de investigación clínica, farmacéutica y de biotecnología.


Es un equipo versátil y manipulable al 100% por medio de su interfaces al puerto paralelo o RS-232 de una computadora.

El equipo le permite realizar lecturas rápidas, resultados gráficos inmediatos, proporciona la interpretación de resultados en punto de corte y estándares.

La programación se realiza de una forma sencilla ya sea de forma manual o desde una computadora, ya que el equipo cuenta con un teclado numérico de 25 teclas y una pantalla LCD para acceso a los menús de programación, cuenta con interface por medio de puerto RS-232 y USB

## ESPECIFICACIONES

- Equipo semiautomatizado de lectura que cuenta con capacidad para 24, 48 o 96 platos.
- Manejo de curvas lineales, cuadráticas, cúbicas, 4 puntos, punto a punto entre otras.
- Cuenta con filtros que van desde 405, 450, 490 y 630 nm (se pueden cambiar los filtros).
- La duración de la lámpara es de aproximadamente 1,500 lecturas.
- Almacena resultados y hasta 25 curvas estándar.
- Memoria interna para 55 pruebas diferentes.
- Elabora transformaciones de fórmulas.
- Control de validación de análisis.
- Menú en español.



Tel: 01 800 111 7788  
Tel: 01 800 111 4343  
GDL: 36342361

GRUPO MEXLAB



● WWW.GRUPOMEXLAB.COM ●