

ANALIZADOR DE ELISA STAT FAX 4700

El equipo Stat Fax 4700 es un sistema abierto semiautomatizado para ensayos de Elisa. Es compacto, confiable y económico. Diseñado específicamente para ofrecer acceso de pruebas con esta metodología a cualquier laboratorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad de alimentar hasta 3 tiras con las pruebas deseadas.
- Pantalla táctil interactiva LCD con la opción de uso con ratón de USB
- Los porta- tiras vienen en dos estilos, 3x12 o 3x8
- Capacidad de lectura de Bicromática.
- El modelo estándar incluye cuatro filtros: 405, 450, 492 y 630 y tiene capacidad de hasta seis filtros a su elección.
- Filtros disponibles desde 340nm hasta 700 nm.
- Lleva a cabo cálculos de curvas solicitadas por el usuario
- Impresora incluida con capacidad de impresión de gráficos.
- La memoria permanente almacena hasta 120 resultados.
- Cuenta con 50 canales para almacenaje de pruebas
- Los lectores del Stat Fax ° utilizan los filtros del IAD
- Certificaciones: CE NRTL
- Dimensiones: 24 x 34 x 13 cms. Peso: 4.5 kgs.
- Velocidad: 3 segundos por lectura



Tel: 01 800 111 7788
Tel: 01 800 111 4343
GDL: 36342361

GRUPO MEXLAB



● WWW.GRUPOMEXLAB.COM ●