

LECTOR DE ORINA

GML-1092

Equipo abierto para lectura de tiras de orina. Está equipado con un sistema de toma de lecturas con luz fría de alta luminosidad para prolongar la vida media del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Hasta 500 pruebas/hora para volúmenes de exámenes medios o grandes.
- Precisión profesional equivalente a los líderes del mercado.
- Detección y almacenamiento automáticos para mayor eficiencia.
- Pantalla táctil grande que ofrece menú simple de navegación.
- Diseño único de bandejas y de desperdicio para la limpieza en un solo paso.
- Calibración y desecho de desperdicios automático para reducir la labor manual.
- Almacena hasta 2,000 registros y señala de manera automática una bandera que indica un resultado anormal.
- Capaz de imprimir resultados en el papel autoadhesivo para el manejo táctil y rápido de registros.
- Incluye puertos USB y RS-232 para la transferencia de datos de manera fácil a una computadora externa o a un Sistema de Información de Laboratorio (LIS).
- Lector opcional de código de barras para registrar la identificación del paciente.

