

CHEMWELL® FUSION AUTOMATIZADO PARA ELISA Y QUIMIOLUMINISCENCIA, MARCA AWARENESS

ChemWell® Fusión permite ensayos de ELISA y QUIMIOLUMINISCENCIA (CLIA) para funcionar juntos en un solo instrumento, incluso dentro de una sola placa.

ChemWell® FUSION es un sistema abierto automatizado asequible con un lector de doble función que cambia automáticamente de la lectura de la absorbancia a quimioluminiscencia. ChemWell® FUSION es controlado por PC e incluye un completo paquete de software. Usted puede programar una amplia gama de ensayos de resplandor luminescente y estándar en ELISA, incluyendo hormonas, enfermedades infecciosas, marcadores tumorales, autoinmunes, esteroideo, tiroideo, perfil Torch, perfil cardíaco, etc.

Su Software inteligente optimiza el rendimiento al iniciar las pruebas a intervalos para evitar conflictos de sincronización. El software gestiona cada ensayo por separado para que varios ensayos pueden ser procesados en el mismo plato, incluso si tienen diferentes horarios, reactivos y modos de lectura.

Su Sistema óptico patentado utiliza PMT (fotomultiplicador) para detectar señales de luz de luminiscencia y de 4 longitudes de onda estándar para Absorbancia. La cabeza de escaneo patentado evita la diafonía.



ChemWell® Fusión cuenta con:

- Diluciones y pre-diluciones
- Pipeteos de 2UL a 250uL
- Utiliza múltiples reactivos
- Software inteligente que optimiza el rendimiento al iniciar las pruebas a intervalos para evitar conflictos de sincronización

ChemWell® FUSION acepta:

Placas de 96 pocillos

- 12 estándar micro-tiras de 8 pocillos
- 8 tiras de 12 pocillos micro-estándar;
- blanco por CLIA y claro para ELISA

Fácil | Confiable | Económico

Tel: 01 800 111 7788

Tel: 01 800 111 4343

GDL: 36342361

GRUPO MEXLAB



● WWW.GRUPOMEXLAB.COM ●